

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ DARSONVAL LZ-006A 10W Model LZ-006A



Dovozce ACTIV Tomasz
Pacholczyk ul. Graniczna
8b, budova DC1 54-610
Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2019



Návod k použití: d'Arsonvala jsou jednou z odrůd vysokofrekvenčních proudů. Používají se v tzv. darsonvalizace.

Postup

Jedná se o použití vysokofrekvenčních proudů v rozsahu 300 až 500 kHz. Biologický účinek proudů je primárně založen na povrchovém zahřívání tkání.

Tyto proudy působí na zakončení vegetativních nervů. Po zákroku se může objevit mírné zarudnutí. Při ošetření vzniká ozón, který má baktericidní účinek.

WSKAZANIA

Povislá kůže, Akné, Alopecia areata, Nadměrné vypadávání vlasů, Dezinfekce kůže, Neuralgie, Nespavost, Svědění, Omrzlina.

KONTRAINDIKACE

Základní kontraindikace léčby, Těhotenství, Kovové prvky v těle, Onemocnění srdce, Kardiostimulátor, Virové a plísňové záněty

Typy podložek:

Tyčinková (tyčinková) peleta - pro bodová ošetření, Houbařská peleta - pro ošetření větších ploch, např. obličej, Teardrop pelet (lžíce) - používá se na těžko dostupná místa.

Hřebenová peleta - pro revitalizaci vlasové pokožky, zabraňuje vypadávání vlasů.

VYSOKOFREKVENČNÍ PROUDOVÁ OŠETŘENÍ SE ROZDĚLUJE DO DVA TYPŮ:

DIRECT: polštářek se aplikuje přímo na ošetřovanou oblast. Během ošetření může klient pociťovat mírné brnění a teplo. Doba ošetření: 5-7 minut, frekvence: 2-3x týdně.

PŘERUŠOVANÉ: proudy dráždí kůži více, pokud se elektroda střídavě odstraňuje a přikládá na kůži.

Klient může pociťovat mírné brnění.

KROK ZA KROKEM

Připojte zařízení ke zdroji napájení, vyberte vhodnou ošetřovací podložku, dezinfikujte podložku, zapněte darsonval pomocí knoflíku na základně rukojeti.

Na vyčištěné, zcela suché tváři provádějte ošetření po dobu 5-7 minut.

POZOR!! Vložky čistíme pomocí kožních dezinfekčních ubrousků.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení AC 220V, Frekvence 50Hz, Výkon 10 W, Rozměry 33x 21x6 cm, Hmotnost 1kg,

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
Napájení je zapnuté, ale zařízení nereaguje. Hlavní zařízení se během provozu přehřívá.

Žádná síla

ŘEŠENÍ

1. Zkontrolujte, zda je hlavní část zařízení správně připojena ke zdroji napájení. 2. Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač.

1. Pokud bylo zařízení používáno příliš dlouho, vypněte napájení a počkejte, až zařízení vychladne.

2. Zkontrolujte, zda je napětí správné (toto by měl zkontrolovat elektrikář). Zkontrolujte pojistku. Pokud se opotřebuje, je třeba jej vyměnit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem pomáhá předéjit nežádoucím účinkům během ošetření. 2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte použít k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIV Tomasz Pacholczyk). 3. Neinstalujte a neprovazujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřými rukama – aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny. 4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko poskytované společností ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho krytu. 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místo, kde by lidé mohli šlapat na napájecí kabel. 6. Z bezpečnostních důvodů vždy po použití zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte distributora nebo výrobce. 8. Neumísťujte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit. 9. Aby byla zaručena nastavená životnost zařízení, doporučuje se počkat jednu minutu, než znovu stisknete tlačítko napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak). 10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné funkce zařízení, poškození nebo dokonce popálení. POZNÁMKA: 1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí. 2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika. 3. Zařízení není určeno pro použití dětmi. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. 4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o tom, jak zařízení používat. 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto musí být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použitá elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do recyklačních středisek v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí musí být v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních shromažďována vysloužilá elektrozařízení odděleně a následně odvezena do sběren použitých elektronických a elektrických zařízení.

Staré přístroje po skončení životnosti obsahují i plně funkční recyklovatelné komponenty, proto je třeba je poslat k recyklaci. Proto je třeba je odevzdat na příslušná sběrná místa a lze je předat i firmě ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách mezi (–) 20 °C a (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí do 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy zařízení nesmí být vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.