

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ

KOSMETICÝ PŘÍSTROJ SMART 671  
DARSONVAL + GALVAN  
Model B-671 bílý




Importer  
ACTIV Tomasz Pacholczyk  
ul. Graniczna 8b, bud DC1  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/12/2019



CE

## Technická data:

### Dane techniczne:



1. nastavení času "-"
2. nastavení intenzity "-"
3. zařízení pro zapnutí/vypnutí,
4. nastavení času "+"
5. nastavení intenzity "+"
6. volba polarity galvanického pokovování,
7. zobrazení na displeji,

## **GALVANIZACE**

Galvanizace spočívá ve využití léčebných vlastností jedné z elektrod (anodické nebo katodické elektrody). V případě léčby iontoforézou se elektrolyty obsažené v lécích zavádějí hluboko do kůže.

## **INDIKACE**

podrážděná kůže  
rozšířené cévy (teleangiektázie)  
růžovka  
rozšířené póry  
omrzliny  
cévní neuropatie  
neuralgie

## **KONTRAINDIKACE**

Hnisavé a zánětlivé stavy kůže a měkkých tkání  
horečnaté stavy  
předchozí používání mastí, léčivých krémů po 28 dnech  
duševní onemocnění  
spastická paralýza  
smyslové poruchy  
přerušená kontinuita kůže  
srdeční poruchy  
onemocnění vnitřních orgánů

**dermatologická onemocnění  
onemocnění nervového systému  
těhotenství,  
rakovina  
kovové části v těle  
aktivní plicní tuberkulóza**

#### **METODIKA LÉČBY**

Pro galvanizaci obličeje použijeme gázu silně navlhčenou vodou, pro iontoforézu použijeme před aplikací gázy vhodnou ampuli schopnou iontové disociace.

Na takto připravenou kůži přiložíme elektrodu (váleček nebo kuličku), druhou přiložíme na ruku klienta a provedeme ošetření.

#### **DARSONVAL**

D'Arsonvalův proud je jednou z variant vysokofrekvenčních proudů. Přístroj produkuje ozon pomocí elektrostatických výbojů vznikajících v peletách.

Působení d'Arsonvalových proudů je založeno především na účinku na cévy a vegetativní nervová zakončení. Jiskření, ke kterému dochází mezi elektrodou a kůží, rozšiřuje cévy a ovlivňuje podkožní tkáň. Vznikající ozon má dezinfekční účinek.

#### **INDIKACE:**

- Poruchy kožních smyslů,
- Alopecia areata,
- Stimulace oběhového systému,
- Dezinfekce kůže

#### **KONTRAINDIKACE :**

- Těhotenství
- Hypertenze
- Edémy
- Nervová hyperaktivita
- Srdeční onemocnění
- Zánětlivé kožní onemocnění
- Horečka
- Astma
- Epilepsie
- Kovové implantáty
- Růžovka
- Rozšířené cévy
- Alergické kožní onemocnění

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
  2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
  3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje by se neměly dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk:  
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
  5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
  6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
  7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
  8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
  9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
  - (10) Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

### POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

- (2. Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby pochopily související rizika.
- 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávan mimo dosah dětí. 6. Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby byl v bezpečí.

### LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použitá elektrická spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrická spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. musí být použítá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odvážena do sběrných míst pro použítá elektronická a elektrická zařízení. Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.