

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Mikro Jehlové pero Syis



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ulice Graniczna 8b, budova DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. 11/2024



Microneedle Pen je mikro Jehličkový mezoterapeutický přístroj používaný k regeneraci pokožky, redukci vrásek, ošetření jizev a redukci strií. Mikro Jehlové pero regulovaně propichuje pokožku a spouští procesy autoobnovy, tedy množení kolagenu a elastinu. Jeho mikro Jehlice pronikají do hloubky 0,25 mm až 2,5 mm. To umožňuje a urychluje aplikaci účinných látek hluboko do pokožky. Díky tomu pleť znovu získá zdravý a mladistvý vzhled. Přesnost jehel zaručuje bezpečnost a pohodlí během procedury. Hlava každého mikro Jehlového pera je vybavena 12 jehlami z nerezové oceli.

Návod k použití:

1. Příprava

- Před použitím se ujistěte, že je vaše zařízení plně nabité. Provozní doba po nabití je cca. 3 hodiny.
- Doba nabíjení: 75 minut Vyjměte kazetu z obalu.
- Vložte jej do zařízení otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Po zapnutí přístroje upravte délku jehly.
- Chcete-li kazetu vyměnit, otočte ji proti směru hodinových ručiček.

2. Nastavení rychlosti a otáček

- Po přidržení tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund začne zařízení pracovat a indikátor se rozsvítí červeně.



Na výběr je 5 různých frekvenčních režimů. Kontrolka LED indikuje příslušný režim:

Úroveň 1 – Červená – 6500 r/m Úroveň 2 –
Fialová – 7500 r/m Úroveň 3 – Modrá – 8500 r/m
Úroveň 4 – Světle modrá – 9500 r/m Úroveň 5 –
Zelená – 10 000 r/m

3. Nastavení délky jehly

Délku jehly můžete upravit otáčením kroužku ve směru hodinových ručiček (delší) nebo proti směru hodinových ručiček (kratší). Možné délky od 0,25 do 2,50 mm.

4. Délka jehel a způsoby použití

Délky 0,25, 0,3, 0,5 mm – doporučená metoda klouzavých pohybů, bez sundání z kůže.
Délky nad 1,00 mm – doporučená metoda ražení, skvrna na kůži.

5. Kontraindikace zákroku:

- nemoc, horečka a zvýšená tělesná teplota,
- těhotenství a kojení,
- rakovina, cukrovka,
- alergie na plasty a kovy
- hemofilie, anémie

- změna barvy kůže, - kožní infekce, - užívání různých druhů léků.

Indikace k postupu:

- omlazení a lifting obličeje,
- zlepšení stavu pokožky,
- redukce vrásek,
- vyhlazení jizev a strií,
- zlepšení mikrocirkulace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem pomáhá předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte použít k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu. Veškeré servisní a opravárenské práce musí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neinstalujte ani neprovazujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama.
 - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ó. v následujících případech:
 - a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho krytu.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místo, kde by lidé mohli šlapat na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vždy po použití zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Neumísťujte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.
9. Aby byla zaručena nastavená životnost zařízení, doporučuje se počkat jednu minutu, než znovu stisknete tlačítko napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné funkce zařízení, poškození nebo dokonce popálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nemají zkušenosti a znalosti o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno pro použití dětmi. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o tom, jak zařízení používat.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto musí být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použitá elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do recyklačních středisek v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnici

2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být vysloužilá elektrozařízení sbírána odděleně a následně odevzdána do sběren odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré přístroje po skončení životnosti obsahují i plně funkční recyklovatelné komponenty, proto je třeba je poslat k recyklaci. Proto by měly být předány na příslušná sběrná místa a mohou být také předány společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ó. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách mezi (-) 20 °C a (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí do 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy zařízení nesmí být vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.