

Permanent
INSTITUT

NÁVOD K POUŽITÍ

KYVETICKÁ ŠPACHTLE NA PEELING

SPACE - 001



Importer
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl

CE

Zařízení musí být suché, nikdy jej neponořujte do vody. Nenabíjejte toto zařízení ve vlhkém prostředí. Nikdy nevhazujte zařízení do ohně nebo vody.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo rozbité, aby nedošlo ke zranění.

Spotřebič není určen pro použití osobami mladšími 12 let nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. .

Toto zařízení se nedoporučuje používat těhotným nebo kojícím ženám. Přestaňte tento produkt používat, pokud se objeví nějaké nežádoucí účinky. Pacienti s infekčními chorobami, srdečním selháním, abnormálním krevním tlakem a kožními chorobami by se měli před použitím tohoto produktu poradit s lékařem. Nepoužívejte toto zařízení po kosmetických procedurách, jako je chemický nebo mechanický peeling, ošetření frakčním laserem, mezoterapeutické ošetření nebo jakékoli jiné ošetření dermálními výplněmi během posledních dvou týdnů. Udržujte tento výrobek mimo zdroje vody a ohně; Nabíjejte, používejte a skladujte zařízení při teplotách mezi 5 °C a 35 °C. Nenechávejte výrobek spadnout, nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k poškození nebo selhání. Před prvním použitím tohoto produktu jej prosím nabijte. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.

Konstrukce



Návod k použití:

1. Ujistěte se, že je špachtle nabitá
2. Zapněte špachtli krátkým stisknutím tlačítka napájení
3. Vyberte příslušnou funkci opakovaným stisknutím tlačítka napájení
4. Vypněte špachtli stisknutím tlačítka zapnutí na několik sekund
5. Po ošetření očistěte stěrku vlhkým hadříkem

Provozní režimy:

1. Čištění – Hydratační ošetření
2. Pat masáž – liftingové ošetření
3. EMS Lifting - Očistná kúra
4. ION - Úroveň odstranění make-upu 1 - (např. čistící přípravek)
5. ION - Odličovací stupeň 2 - (např. s tónovacím přípravkem)

Technická data:

Model: NBES-001

Výkon: MAX 3,5W

Nabíjecí napětí: 5V 1A

Frekvence vibrací: 24000 Hz

Doba nabíjení: 2 hodiny

Rozměry zařízení 127 x 66 x 41 mm

Používání špachtle:

1. Připojte kabel USB k adaptéru nebo počítači. Připojte kabel USB k nabíjecí podložce. Umístěte špachtli na podložku - kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití svítí kontrolka stále. Při čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Zařízení by se mělo otřít pouze suchým hadříkem. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čistící prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je alkohol nebo aceton. Zařízení a špachtle důkladně vyčistěte, abyste dodrželi hygienická pravidla. Nikdy neoplachujte celé zařízení pod vodou. Před opětovným připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že jsou všechny části suché. • **POZNÁMKA:** Před nabíjením se ujistěte, že v nabíjecí zásuvce a nabíječe není voda. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, když se nabíjí, a **NENABÍJEJTE** jej déle než 24 hodin. Nikdy zařízení nepoužívejte

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických zařízeních a elektronická odpadní elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odeslána na sběrná místa pro odpadní elektronické a elektrické zařízení. Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být recyklovány. Proto je třeba je odevzdat na příslušná sběrná místa a lze je předat i společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

Zajištění zpětného odběru elektrozařízení: ASEKOL



SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech:
 - a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho pláště.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.
7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.
9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít riziku.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat v bezpečným způsobem, aby s tím byla rizika pochopitelná.
3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat riziko zranění nebo smrti, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.